

### **СТОИМОСТЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ**

<b>В04.065.005</b>	ОСМОТР СТОМАТОЛОГА	<b>БЕСПЛАТНО</b>	
<b>В01.065.001</b>	Прием врача- стоматолога- терапевта	первичный	120-00
<b>В01.065.002</b>	Прием врача- стоматолога- терапевта	повторный	40-00
<b>В01.065.007</b>	Прием врача-стоматолога	первичный	120-00
<b>В01.065.008</b>	Прием врача-стоматолога	повторный	40-00
<b>В01.066.001</b>	Прием врача-стоматолога-ортопеда	первичный	500-00
	с составлением плана протезирования		
<b>В01.066.002</b>	Прием врача-стоматолога-ортопеда	повторный	200-00

<b>A16.07.002</b>	<b>ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА(восстановление зуба пломбой, включая полирование пломбы)</b>		
<b>A01.07.001</b>	Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта		00-00
<b>A02.07.002</b>	Исследование кариозных полостей с помощью стоматологического зонда		00-00
<b>A02.07.001</b>	Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов		00-00
<b>A02.07.008</b>	Определение степени патологической подвижности зубов		00-00

#### **A16.07.002.010 Материалы светового отверждения**

	Филтек	Спектрум	Эстелайт	Церам	Филтек –Флоу
* Поверхностный	1360-00	1050-00	1570-00	1670-00	840-00
* Средний	1510-00	1100-00	1670-00	1770-00	890-00
*.Глубокий	1620-00	1200-00	1770-00	1870-00	1040-00

#### **A16.07.002.005 Материалы химического отверждения**

	Унифил	Карисма
* Поверхностный	620-00	840-00
* Средний	680-00	940-00
* Глубокий	780-00	1040-00
* Прокладка Дайкал х/о при глубоком кариесе		100-00
* Прокладка Кальцелайт с/о		

#### **A16.07.002.005 Прокладочные материалы**

SDR, Витремер	Кетак Моляр	Flow color
420-00	210-00	230-00

#### **Лечение пульпита**

<b>A11.07.027</b>	Наложение девитализирующей пасты	270-00
<b>A16.07.030.001</b>	Инструментальная и медикаментозная обработка 1 канала	520-00
<b>A16.07.030.002</b>	Обработка 1канала системой Protaper Next	1050-00
<b>A16.07.002.009</b>	Временная пломба «Кависил» х/о	50-00
<b>A16.07.002.009</b>	Временная пломба «Клип» с/о	150-00

#### **A16.07.008 Пломбирование 1 канала**

<b>A16.07.008.001</b>	Гуттасилер +	210-00
<b>A16.07.008.002</b>	Гуттасилер + с гуттаперчевыми штифтами	270-00

<b>A16.07.008.002</b>	Акросил с гуттаперчевыми штифтами	370-00
<b>A16.07.008.001</b>	Триоксидент	320-00

**A16.07.002 Восстановление зуба пломбой, включая полирование пломбы**

**A16.07.002.011 Материалы светового отверждения**

	Филтек	Спектрум	Эстелайт	Церам
*1 кор. зуб	1670-00	1310-00	1890-00	1990-00
*2 кор. зуб	1720-00	1410-00	1990-00	2090-00
*3 кор. зуб	1820-00	1510-00	2090-00	2190-00

**A16.07.002.004 Материалы химического отверждения**

	Унифил	Карисма
*1 кор. зуб	840-00	1050-00
*2 кор. зуб	940-00	1100-00
*3 кор. зуб	1040-00	1150-00

**Лечение периодонтита**

**A16.07.030.001 Неотложная помощь**

<b>A16.07.030.001</b>	1 кор. зуб	540-00
<b>A16.07.030.001</b>	2 кор. зуб	940-00
<b>A16.07.030.001</b>	3 кор. зуб	1350-00
<b>A16.07.030</b>	Повторная инструментальная и мед. обработка 1 канала	210-00
<b>A16.07.030.003</b>	Временное пломбирование 1 канала	
	* Гидроокись Кальция	210-00
	* Пульпосептин	110-00

<b>A16.07.082.001</b>	Распломбирование 1 канала на основе пасты	520-00
<b>A16.07.082.002</b>	На основе резорцин-форм. смеси, цемента	630-00
<b>A16.07.082.002</b>	Извлечение штифта УЗ насадкой	1050-00
<b>A16.07.030.002</b>	Использование системы Protaper	940-00
<b>A20.07.001</b>	Ирригация 1 канала после распломбировки	250-00

**A16.07.002 Восстановление зуба пломбой, включая полирование пломбы**

**A16.07.002.011 Материалы светового отверждения**

	Филтек	Спектрум	Церам
*1 кор. зуб	1730-00	1360-00	1990-00
*2 кор. зуб	1780-00	1460-00	2090-00
*3 кор. зуб	1880-00	1510-00	2190-00
* Пломба методом «Сендвич техники»		1700-00	

**A16.07.002.004 Материалы химического отверждения**

	Унифил	Карисма
*1 кор. зуб	840-00	1050-00
*2 кор. зуб	940-00	1100-00
*3 кор. зуб	1040-00	1150-00

**A16.07.002.011 Реставрация зубов, включая полирование пломбы**

	Филтек	Спектрум	Эстелайт	Церам
	1990-00	1620-00	2200-00	
<b>A16.07.003</b>	Изготовление прямого винира из материала			Церам 2500-00
<b>A16.07.002.005</b>	Реставрация зуба с использованием материала			SDR + пломба 400-00+ пломба

<b>A16.07.002.005</b>	Реставрация зуба жидкотекучий светокомпозит + пломба	360-00 + пломба
<b>A16.07.002.005</b>	Создание <b>культы</b> зуба под коронку из <b>материала SDR</b>	1360-00
<b>A11.07.022</b>	Использование ретракционной нити Gingi Pak	50-00
<b>A16.07.003</b>	Прямая <b>штифтово-культуревая вкладка</b> из композита <b>Corecem</b>	2600-00

#### *A16.07.031 Использование штифтов*

<b>A16.07.082.001</b>	Расширение канала для установки штифта	200-00
<b>A16.07.031</b>	Титановый штифт	150-00
<b>A16.07.031</b>	Стекловолоконный штифт	150-00
<b>A16.07.031</b>	Макроретенционный <b>штифт Macro Lock</b>	700-00
<b>A16.07.031</b>	Стекловолоконный <b>штифт Matchpost</b>	400-00
<b>A16.07.032</b>	Фиксация штифта <b>на SDR</b>	470-00

#### *A14.07.003 Профессиональная гигиена полости рта*

<b>A22.07.002</b>	Снятие зубных отложений УЗ аппаратом( с 1 зуба)	150-00
<b>A11.07.024</b>	Аппликации APF геля после снятия з/о	520-00
<b>A11.07.022</b>	Повязка Гиалудент после снятия з/о	210-00
<b>A11.07.022</b>	Повязка Холисал после снятия з/о	150-00
<b>A11.07.024</b>	Глубокое фторирование при чувствительности зубов	210-00( 1 зуб)
<b>A16.07.030.003</b>	Белгель для внутриканального отбеливания	120-00
<b>A11.07.024</b>	Паста Nupro при чувствительности зубов	120-00

#### *Анестезия*

<b>B01.003.004.005</b>	Инfiltrационная анестезия	210-00
<b>B01.003.004.002</b>	Проводниковая анестезия	210-00
<b>B01.003.004.004</b>	Аппликационная анестезия	60-00

#### *Прочие процедуры*

<b>A16.07.092</b>	Трепанация интактного зуба или искусственной коронки	120-00
<b>A11.07.022</b>	Использование жидкого коффердама	250-00
<b>A11.07.022</b>	Использование изолирующей системы Optra Gate	250-00
<b>A16.07.019</b>	Временное шинирование зубов стекловолоконной нитью (до 4 зуб)	1500-00
<b>A23.07.002</b>	Прямая реставрация включённого дефекта на стекловолокне	4000-00
<b>A16.07.011</b>	Разрез при периостите без учёта анестезии	120-00
<b>AA05.07.00</b>	Электроодонтометрия	100-00
<b>A02.07.001</b>	Апекслокация	100-00
<b>A06.07.012</b>	Радиовизиография	120-00
<b>A06.07.012</b>	Радиовизиография с распечаткой R-снимка на бумажном носителе	150-00